

Maastopyörätuoli - Hippocampen käyttö- ja turvallisuusohje

Hippo Campe sopii lapsista aikuisiin!
Lapsille ja pienikokoisille aikuisille lisänä säädettävä
Stabilo -tukityyny.



Hippocampe on kolmirenkainen vapaa-ajan monitoimituoli. Sen avulla voi liikkua avustettuna (työnnettynä ja/ tai vedettynä) tai itse kelaten esimerkiksi maastossa ja uimarannalla. Hippo Campessa on leveät ilmatäytteiset renkaat, takana työntöaisa sekä edessä vetonaru.

Tuoli menee osina pieneen tilaan ja on koottavissa ilman työkaluja. Hippocampessa on tukevan istuimen lisäksi käsinojalliset sivutuet, niskatuki ja hyvä nelipisteliivi-turvavyö. Maastopyörätuoli kelluu tyhjänä vedessä ja sillä voi avustaa uimarin uimaan ja pois uimasta.

Hippocampe L-koon istuinleveys on 42 cm ja istuimen syvyys 40 cm. Mitta lonkasta kantapäähän koko L:ssä on noin 90 cm. Maksimikantavuus on 130 kg.

Lainapakettiin kuuluu tarvittaessa myös iso Stabilo- asentotyyny. Tyyny mahdollistaa tuolin käytön myös pienikokoisille aikuisille ja lapsille.



HIPPOCAMPEN PURKAMINEN OSIIN:



Työntökahva irtoaa painamalla molempien puolien painonapit alas samanaikaisesti ja vetämällä kahva pois. Painonapit painetaan sormella, ei apuvälineillä!

Renkaat irtoavat, kun painetaan akselissa olevaa painonappia.



Löysää soljet penkin vierestä, käsinojien alaosasta ja työnnä selkänoja alas.
ÄLÄ IRROTA MITÄÄN OSIA TAI SOLKIA TUOLISTA!!!!



Niskatuki on säädettävissä.



Koko kasaan taitettuna:
pituus 1,30 m
leveys 65m
korkeus 80cm



Ennen liikkeelle lähtöä:

- Varmista, että Hippocampe on huolellisesti koottu, kaikki osat ovat hyvin kiinni ja painonapit ylös ponnahtaneena.
- Säädä säädöt kohdalleen retkeläiselle. Kiinnitä retkeläiselle turvavyöt kiinni.
- Jalkalaudalle ei tule astua tuoliin siirryttäessä tai siitä pois noustessa. Se ei kestä suurta painoa.
- Tuolin valkoinen etupyörä on alipainerengas ja sen tulee olla löysä. Liian täydeksi pumpattuna se ei mahdu pyörimään lokasuojan alla.
- Otattehan turvallisuusasiat huomioon retkellä. Huom! Tuolissa ei ole jarruja!

Hippocampe on mahdollista siirtää paikasta toiseen vedessä kelluen (esim. veneen perässä vetäen), kun ottaa renkaat irti.

Maastopyörätuolia ei ole tarkoitettu lasten leikkeihin! Käytetään aikuisten valvonnassa. Lainaaja käyttää välinettä omalla vastuullaan. Mahdollisista väärinkäytöksistä johtuvat huoltotoiminpiteet/korjaus laskutetaan lainaajalta.

Mukavia retkeilyhetkiä!

Sähköinen lainaus:

Flextilan kautta, Kaarina, muut: [Maastopyörätuoli](#)

<https://flextila.com/catalog?city=Kaarina&type=OTHER>

Merkkaa lisätietoihin, milloin haet ja palautat tuolin.

Tiedustelut:

Monitoimikeskus Tikli ma-ke klo 12-14:

Kari Rantanen, kari.rantanen@kaarina.fi, p. 0503732860

Henna Luoma, henna.luoma@kaarina.fi, p. 050 373 2628

Mika Mäentaka, mika.maentaka@kaarina.fi, p. 0503732857

Kaarinan liikuntapalvelut:

Päivi Mecklin, paivi.mecklin@kaarina.fi, p. 050 373 2641



Kaarina 

