

ULOSTEEN PARASIITIT (F-Para-O)

TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Tutkimuksen tarkoituksena on parasiittien (loisten) osoittaminen ulosteessa. Näytteestä tutkitaan alkueläinten kystat sekä matojen munat ja toukat. Kihomatoja ei voi tutkia formaliiniulostenäytteestä.

NÄYTTEENOTTO-OHJE

Kirjoittakaa nimenne, syntymäaikaanne ja näytteenottopäivämäärä pussissa olevaan tarraan. Kiinnittäkää tarra näytepurkin kylkeen.



Ulostenäyte otetaan välittömästi ulostamisen jälkeen siirtämällä ulostetta säilytysainetta sisältävään näytepurkkiin seuraavissa suhteissa:

nestemäinen uloste	1 osa ulostetta ja 1 osa formaliinia
kiinteä uloste	1 osa ulostetta ja 5 osaa formaliinia

Sulkekaa purkki huolellisesti. Ravistelkaa purkkia, kunnes näyte purkissa on vellimäistä. Huolehtikaa, ettei näytettä tule purkin ulkopuolelle.

Huom! Säilytysainetta (10 % formaliini) ei saa kaataa pois. Sen joutumista silmiin, hengityselimiin ja iholle on varottava. Mikäli näin käy, huuhtokaa alue runsaalla vedellä ja ottakaa tarvittaessa yhteys lääkäriin.

Parasiitit erittyvät usein jaksoittain, joten tämän vuoksi on suositeltavaa ottaa 3 näytettä 1–3 päivän välein. Näytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa ja kaikki näytteet voi toimittaa laboratorioon samalla kerralla. Vastausta voitte tiedustella hoitavalta lääkäriltä sovittuna ajankohtana.

Näytteet voi toimittaa johonkin seuraavista laboratorioista:

Kaarinan pääterveysaseman laboratorio (puh. (02) 588 2250)
käyntiosoite: Voivalantie 5, 20780 Kaarina
ma-to 7.30–15.00 ja pe 7.30–12.00

Piikkiön terveysaseman laboratorio
käyntiosoite: Pontelanmäki 6, 21500 Piikkiö
ma-pe 8.00–11.00

Littoisten terveysaseman laboratorio
käyntiosoite: Luhakatu 1, 21660 Littoinen
ma-pe 8.00–10.00